

*Překlad původního návodu*

**GH**  
GEKO HOME

# Masážní pistole



GH02001

## BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

1. Používejte v souladu s těmito doporučeními. Není určeno pro děti.
2. Masírované místo by mělo být čisté.
3. Masážní přístroj se nesmí používat ve výbušném prostředí, např. v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu.
4. Elektrické zařízení je zdrojem jisker, které mohou vyvolat vznícení plynu nebo jiných částic unášejících se ve vzduchu.
5. Během masáže by děti a další osoby v blízkosti měly být mimo dosah zařízení.
6. Buďte opatrní, soustřeďte se na prováděných činnostech a při práci s masážním zařízením používejte zdravý rozum. Masážní pistoli nepoužívejte, pokud se cítíte unavení nebo jste pod vlivem omamných látek, alkoholu nebo léků. Chvilka nepozornosti při masáži může vést k vážnému zranění.
7. K náhodnému spuštění nesmí docházet. Před vložením, výměnou baterie nebo přenášením zařízení se ujistěte, že je vypínač v poloze OFF. Přenášení masážního přístroje s prstem na vypínači, nebo pokud je spuštěný, může být příčinou nehody.
8. Neponořujte zařízení do vody a nedovolte, aby se voda dostala dovnitř zařízení ventilačními otvory.
9. Při masáži vždy udržujte správné držení těla a rovnováhu. To zajistí lepší kontrolu nad zařízením v neočekávaných situacích.
10. Baterii v masážní pistoli nabíjejte pouze pomocí nabíječky dodané se zařízením.
11. Před zahájením masáže si sejměte volné oblečení a šperky. Udržujte vlasy, oděv a rukavice mimo dosah pohyblivých částí. Pohyblivé části se mohou zachytit o volné části oblečení, šperky nebo vtáhnout dlouhé vlasy.
12. Před zahájením používání pečlivě zkontrolujte stav zařízení a baterie.
13. Netlačte masážní přístroj příliš silně na tělo. Aby byla masáž účinná, musíte použít vhodnou koncovku.
14. Nepoužívejte zařízení s poškozeným vypínačem. Pokud nelze zařízení ovládat vypínačem, může představovat nebezpečí a v takovém případě by mělo být okamžitě předáno k opravě.
15. Před změnou nastavení, výměnou koncovek nebo odložením zařízení na místo skladování se ujistěte, že je vypínač v poloze OFF. Tato preventivní opatření snižují riziko náhodného spuštění masážního přístroje.
16. Masážní pistoli je třeba skladovat mimo dosah dětí a nesmějí ji používat osoby, které nejsou obeznámeny s těmito doporučeními a pravidly její obsluhy. Masážní přístroj se může stát nebezpečným v ruce osoby, která není řádně obeznámena s pravidly obsluhy přístroje.
17. Masážní pistole by měla být používána v souladu s doporučeními obsaženými v návodu k obsluze. Používání zařízení k jiným účelům, než pro které bylo určeno, může být nebezpečné.

## UPOZORNĚNÍ A VAROVÁNÍ

1. Je zakázáno ponořovat výrobek do vody. Měl by být chráněn před kontaktem s kapalinami a zdroji tepla. Ventilační otvory by měly být vždy čisté.
2. Nerozebírejte zařízení.

3. Zařízení by nemělo pracovat nepřetržitě déle než jednu hodinu. Před opětovným použitím by měla být přestávka alespoň 30 minut.
  4. Po dokončení nabíjení nebo před zahájením práce odpojte nabíječku.
  5. Určeno pouze pro dospělé. Nepoužívejte zařízení na poraněná místa.
- Masážní pistole je přenosné, dobíjecí vibrační zařízení. Po intenzivní námaze dokáže účinně ulevit od bolesti způsobené nahromaděním kyseliny mléčné v těle a utišit bolesti svalů u ležících osob - před zahájením používání zařízení se poradte se svým lékařem.

### OMEZENÍ

Osoby, které splňují některou z níže uvedených podmínek, by se měly před použitím masážního přístroje poradit s lékařem:

1. Těhotné ženy
2. Osoby s kardiostimulátorem
3. Osoby, které nedávno postoupily operaci
4. Osoby s vadami páteře, kloubů nebo kostí
5. Osoby, které mají komplikace způsobené jinými nemocemi (jako je neuropatie nebo poškození sítnice).

### POPIS VÝROBKU

- super tichý a silný bezkartáčový motor
- integrovaná baterie
- nastavení rychlosti
- lehký, bezdrátový
- spínač/vypínač

### VYMĚNITELNÉ KONCOVKY



1. **Plochá hlavice:** Pomáhá při bodovém rozmasírování menších i větších svalových skupin. Po masáži můžete pocítit okamžitou úlevu, např. napjaté hýždě nebo hrudník.
2. **Kulatá koncovka** - Vhodná pro masáž všech svalů, stejně jako pro uvolnění svalů před a po cvičení.

3. **Koncovka ve tvaru písmene „U“** - Vhodná pro svaly na obou stranách páteře. Koncovka ve tvaru písmene „U“ se vyhýbá páteři a krčním obratlům (nesmí se použít přímo na páteř a krční obratle, protože by je mohla fyzicky poškodit).
4. **Koncovka ve tvaru prstu** - Vhodná pro masáž nohou a rukou. Je malá, ale dokáže vytvořit velkou energii.
5. **Koncovka ve tvaru klínu** - má úzký tvar a je určena pro velmi hlubokou masáž tkání.
6. **Koncovka ve tvaru kuželu** – Umožňuje efektivně uvolnit svaly soustředěním se na spoušťové body.

### NABÍJENÍ

- Před prvním použitím nabíjejte baterii přibližně 6 hodin.
- Chcete-li masážní pistoli nabít, připojte jeden konec přiloženého nabíjecího kabelu do elektrické zásuvky a druhý konec do nabíjecího portu na masážní pistoli.
- LED pásek na kontrolkách baterie bliká a zobrazuje úroveň nabití baterie a aktivní nabíjení.

### ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA:

- poškození způsobené nehodou, zneužitím, nesprávnou obsluhou nebo přepravou,
- jednotky podrobené neoprávněné opravě,
- používání v rozporu s návodem,
- poškození převyšující cenu výrobku,
- zhoršení kvality dodaného výrobku v důsledku nesprávného skladování a/nebo zabezpečení.

### ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- Po každém použití přetřete masážní hlavice vlhkým hadříkem.
- K čištění zařízení použijte vlhký hadřík nebo ručník a poté jej otřete čistým suchým hadříkem. Dbejte na to, aby se do zařízení nedostala voda.
- Po dokončení používání je třeba zařízení vypnout.
- Nepoužívejte zařízení nepřetržitě déle než jednu hodinu.
- Skladujte v původním obalu.
- Skladujte mimo dosah vody a tepla.

### TECHNICKÉ ÚDAJE

30 rychlostí – 1800 - 3200 zdvihů/min

Napětí: stejnosměrný proud 16,8 V;

Maximální výkon: 150 W;

Efektivní výkon: 100 W;

Baterie: lithium-iontová;

Kapacita baterie: 2400 mAh;

Doba nabíjení: 60-90 minut;

Pracovní doba: 1-5 hodin;

Hladina hluku: 45 až 65 decibelů;

Poslední dvě číslice roku uplatnění označení CE - 23

## ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

**GEKO spol. s r. o., k. s., Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko, Polsko**  
s plnou odpovědností prohlašuje, že:



Masážní pistole - s výkonem 100 W

splňuje požadavky Evropského parlamentu a Rady:

- **2006/42/ES** Evropského parlamentu a Rady ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES,
  - **2014/35/EU** ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh,
  - **2014/30/EU** ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility,
  - **2011/65/EU** ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních,
- a norem: *EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, EN ISO 12100:2010, EN 60335-1:2012+A15:2021, EN IEC 60335-2-32:2021, EN 62233:2008, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021,*

je v souladu s certifikátem typu ES č. 50257483 001 ze dne 14. 5. 2019 vydaného společností INTEGRA 96 Uluslararası Urun ve Sistem Belgelendirme Bag. Den. Goz. Egit. Hiz. Ltd. Sti. Maltepe Mahallesi 8090/1 Sokak No: 5A Cigli/IZMIR, Izmir, Země: Turecko  
Telefon: +90 232 462 20 52, Fax: +90 232 462 20 61  
E-mail: info@integra96.com, Web: www.integra96.com  
Identifikační číslo oznámeného subjektu: 2422

Toto ES prohlášení o shodě nebude platné, pokud bude výrobek změněn  
nebo přestavěn bez souhlasu výrobce.

Za přípravu a uchování technické dokumentace odpovídá:



Kietlin, 15. 3. 2023

Místo a datum vystavení

**Larysa Kowalczyk**

Příjmení, jméno a funkce oprávněné osoby



# ZÁRUČNÍ LIST

.....  
Datum prodeje \*  
.....  
Kupující (jména a příjmení / název firmy) \*  
.....

\* vyplňuje prodejce

(razítko a čitelný podpis prodejce)

**UPOZORNĚNÍ! Neoprávněný zápis do záručního listu  
nebo provedení jakýchkoliv změn ve stávajících  
záznamech se rovná ztrátě záručních práv.**

Adresa \*  
.....

Název výrobku \*  
.....

Model / Kód výrobku \*  
.....

Prohlašuji, že jsem si přečetl záruční podmínky  
a souhlasím s podmínkami uvedenými níže.  
Zboží nemá žádné viditelné vady ani poškození.

(čitelný podpis kupujícího)

**Záruční list je platný pouze s dokladem o koupi.**

## Záruční podmínky

V souladu se zákonem č. 136/2002 Sb. se na Vámi zakoupený výrobek poskytuje záruka na dobu 24 měsíců od data prodeje. V případě nákupu zboží používané pro obchodní nebo podnikatelskou činnost je záruční doba 12 měsíců. Záruka je poskytována pouze v případě, že jsou výrobky používány v souladu s návodem k obsluze a způsobu použití.

Ze záruky jsou vyjmuty všechny díly podléhající přirozenému opotřebení, přetížením, použitím výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určen a na závady vzniklé při dopravě nebo nesprávným (neodborným) zacházením. Za nesprávné zacházení považujeme příklad, kdy nebyl brán zřetel na návod k obsluze a obecně závazné předpisy pro práci s výrobkem. Obdobně se hodnotí i pokus o neodbornou opravu nad rámec doporučené údržby.

Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií zpracování.

Nárok na uplatnění záruky zaniká:

- 1) výrobek nebyl používán v souladu s návodem k obsluze
- 2) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného souhlasu firmou KAXL s.r.o.
- 3) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen
- 4) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí
- 5) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby
- 6) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů
- 7) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem
- 8) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém
- 9) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení

Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebení v důsledku jejich normální funkce (např. opotřebení uhlíků, zapalovací svíčka atd.)

Pro provoz výrobků používejte pouze doporučené příslušenství a originální náhradní díly.

Nároky uplatňujte ihned po zjištění závady u prodejce, který Vám výrobek prodal, a informujte se o možnostech opravy v pověřené opravně. Nebude-li se na Vámi uplatňovanou závadu vztahovat záruka, budou Vám fakturovány práce a náklady spojené s kontrolou a montáží a demontáží součástí.

Při uplatňování nároků předložte řádně vyplněný záruční list nebo jiný doklad o koupi opatřený datem prodeje.

Do opravy předávejte výrobek v čistém stavu, řádně vyčištěný, zbaven prachu či špíny. Spolu s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství k určení přesné diagnostiky závady.

Při zasílání dopravní službou vylijte z výrobku nespotřebované palivo a olej. Výrobek řádně zabalte, nejlépe do původního obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození. Škody, způsobené nedostatečným zabaláním zásilky, nelze uznat jako záruční vady!

Do motorů používejte jen paliva a oleje odpovídající klasifikace, popř. paliva a oleje doporučené značkovým prodejcem. Vzniklé škody, způsobené používáním nevhodného paliva a nevhodných olejů, Vám nebudou v záruce uznány.